

Nama Timbangan :
No. Timbangan :
Kapasitas Timbangan :
Bidang :

Tanggal	Nama / No. Ruang	Waktu Kalibrasi	Waktu Verifikasi	Nama Produk/Bahan	No. Bets	Waktu Pengoperasian	Waktu Sanitasi	Per

- Keterangan :
1. Jika timbangan dipindahkan, maka dilakukan kalibrasi ulang terlebih dahulu sebelum digunakan
 2. Jika timbangan dicabut dari aliran listrik, maka dilakukan verifikasi ulang terlebih dahulu sebelum digunakan