

 indofarma	Daftar Periksa Line Clearance Proses Filling	No. : FST1015
		Revisi : 00
		Berlaku : 15 Agu 2018
		Hal. : 1 / 1

Produk :
No Bets :
Tanggal :
No. Ruangan :

No	Mesin	Syarat	Hasil Pengamatan	
			MS	TMS
Pastikan Mesin dan Peralatan yang akan digunakan telah bersih serta berfungsi dengan baik dan tidak ditemukan bahan/produk sebelumnya :				
1	Filling Machine			
	- Status kalibrasi	Masih Berlaku	[]	[]
	- Bagian bawah mesin	Bersih	[]	[]
	- Conveyor	Bersih	[]	[]
	- Selang	Bersih & Steril	[]	[]
	- Filter Nitrogen	Bersih & Steril	[]	[]
	- Piston	Bersih & Steril	[]	[]
	- Nozzle	Bersih & Steril	[]	[]
2	Storage Vessel			
	- Bagian dalam storage vessel	Bersih	[]	[]
	- Filter venting	Bersih	[]	[]
3	Tray Ampul	Bersih & Steril	[]	[]
4	Laminar Air Flow (LAF)	Bersih	[]	[]
5	Informasi produk sebelumnya Nama produk : Nomor bets :			
6	Meja dan kursi (permukaan dan bagian bawahnya)	Bersih	[]	[]
7	Wadah sampah bersih dari sisa produk atau bahan dari produk sebelumnya	Bersih	[]	[]
PARAF OPERATOR				
PARAF PEMERIKSA				
PARAF IPC				
DIIJINKAN UNTUK MEMULAI PROSES		YA / TIDAK		
Catatan : 				