	PROTAP Cara Penanganan Produk TMS Pada Saat Proses Pengemasan	No : PHPPS026
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini di susun untuk menjelaskan cara penanganan Produk TMS selama proses pengemasan dilakukan dengan cara yang sesuai.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk Penanganan Produk TMS selama proses pengemasan di Produksi Herbal

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Asisten Manajer Produksi Herbal.

4 Bahan / Alat

- 4.1 Kantong Plastik
- 4.2 Keranjang
- 4.3 Gunting

5 Prosedur

- 5.1 Masukkan produk yang TMS (jumlah kurang, penandaan salah / tidak jelas, tampilan tidak sesuai) kedalam wadah yang telah diberi penandaan TMS.
- 5.2 Susun dan rapikan produk TMS.
- 5.3 Pindahkan produk TMS ke ruang strip untuk kemasan strip, ke ruang blister untuk kemasan blister.
- 5.4 Lakukan pengguntingan untuk kemasan strip dan keluarkan produk dari kemasan strip.
- 5.5 Keluarkan produk dari blister nya untuk kemasan blister, tampung produk ke dalam wadah, beri label penandaan yang meliputi nama produk, no bets.
- 5.6 Lakukan sortir tablet / kapsul, jika tablet / kapsul cacat, pisahkan ke dalam wadah produk TMS, jika tablet / kapsul MS masukan kedalam bets tersebut untuk di rekemas.

6 Catatan Perubahan


Revisi	Berlaku	Perubahan
00	04 Mar 2019	Protap terbitan pertama
01	24 Mar 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
02	10 MAY 2023	Pada cakupan, penanggung jawab, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan

7 Tinjauan Ulang


Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

	PROTAP Cara Penanganan Produk TMS Pada Saat Proses Pengemasan	No : PHPPS026
		Revisi : 02
		Berlaku : 10 MAY 2023
		Paraf : 

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		10 Mei 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		10 Mei 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		10 Mei 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		10 Mei 2023

10 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			